

Link do produktu: <https://dorazo.eu/krem-do-twarzy-dior-na-dzien-50-mln-p-7497.html>



Krem do twarzy Dior na dzień 50 mlN

Cena	451,74 zł
Numer katalogowy	136418228
Kod producenta	3348901377904
Kod EAN	3348901377904

Opis produktu

WYBIERZ DOSTAWĘ ALLEGRO ONE A DOSTANIESZ PRÓBKĘ MĘSKĄ LUB DAMSKĄ(W UWAGACH NAPISZ)

100% Oryginalny produkt Wszystkie nasze aukcje mają gwarancje oryginalności, są kupione na fakt urę V A T i sprzedawane z paragonem. Ten selektywny produkt jest na specjalne zamówienie od dystrybutora NINO

Czas oczekiwania do 3 dni roboczych

Dior - Capture Youth - Age-Delay Advanced Creme - Krem do twarzy antyoksydacyjny przeciw oznakom starzenia 50ml - Ref. C099600010

Krem antyoksydacyjny o niesłychanie przyjemnej konsystencji, który utrzymuje młodzieńczy wygląd skóry jednocześnie chroniąc ją przed pierwszymi oznakami starzenia

Działanie: nawilżające, odżywcze, antyoksydacyjne, przeciw starzeniu, pielęgnujące

Efekt: ochrony, długotrwały

Najwyższe stężenie wyciągu z irysa florenckiego w roślinnej formule o delikatnej i zapewniającej uczucie komfortu konsystencji stymuluje każdego dnia wewnętrzną odporność naskórka oferując natychmiastowe wygładzenie. Specjalnie opracowana formuła składa się w 88% ze składników pochodzenia naturalnego*

*Wartości obliczone na podstawie standardu ISO 16128 cz.2 oraz danych o surowym składzie otrzymywanych od naszych dostawców

Skóra staje się bardziej odporna, intensywnie odżywiona i dłużej wygląda młodziej

W połączeniu z wybranym serum Capture Youth krem ten pozwala odzyskać optymalną jakość skóry

Stosowanie:

Aplikuj krem na całą twarz, rano i wieczorem. Jeśli stosujesz krem razem z wybranym serum Capture Youth stosuj serum jako pierwsze, przed nałożeniem kremu lub, aby usprawnić aplikację, zmieszaj 2-3 dozy serum z porcją kremu bezpośrednio na dłoni

Rezultaty testów:

Spektakularne wyniki dostrzeżone przez kobiety i potwierdzone przez niezależnych dermatologów:

- Moc antyoksydantów w skórze wzrasta dwukrotnie**

Natychmiastowe efekty kremu Capture Youth*:

- Skóra jest przyjemna w dotyku 100%

- Skóra jest wygładzona 100%

Po 4 tygodniach*:

- Skóra jest bardziej chroniona 100%

- Kondycja skóry poprawia się 100%

** Test kliniczny in vivo. Wynik pomiaru TAOP (całkowita moc antyoksydacyjna) od 2 godzin do 4 godzin po nałożeniu kremu

*Test instrumentalny w Chinach, 60 kobiet

Igredients:

12116/A Aqua (Water) ? Dicaprylyl Ether ? Glycerin ? Isononyl Isononanoate ? Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extract ? Glyceryl Stearate ? Peg-100 Stearate ? Myristyl Myristate ? Jojoba Esters ? Behenyl Alcohol ? Cetyl Alcohol ? Pentylene Glycol ? Stearyl Alcohol ? Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer ? Caesalpinia Spinosa Fruit Extract ? Decyloxazolidinone ? Phenoxyethanol ? Cera Alba (Beeswax) ? Dimethicone ? Parfum (Fragrance) ? Caprylyl Glycol ? Carbomer ? Sodium Polyacrylate ? Kappaphycus Alvarezii Extract ? Tocopheryl Acetate ? Tromethamine ? Sorbitol ? Sodium Hyaluronate ? Xanthan Gum ? Algin ? Adenosine ? Polyvinyl Alcohol ? Sodium Tocopheryl Phosphate ? Peg-7 Glyceryl Cocoate ? Cellulose Gum ? Bht ? Iris Florentina Root Extract ? Tocopherol ? Polyquaternium-7 ? Ethylhexylglycerin ? Methylsilanol Tri-Peg-8 Glyceryl Cocoate.

Dodatkowe informacje: Dior przekłada zasady medycyny predyktywnej na skórę i udowadnia, że proces starzenia można opanować

Medycyna predyktywna ujawniła przed nami nowe, nieskończone możliwości dzięki technologii sekwencjonowania genomu, pozwalając lepiej zrozumieć mechanizmy chorób, zapobiegać ich występowaniu oraz spersonalizować leczenie. Dział naukowy Dior wykorzystał osiągnięcia tej dziedziny nauki w obszarze kosmetyków, opracowując anticip'aging czyli rewolucyjny system zarządzania procesami starzenia skóry. Nie ma tu miejsca na korygowanie, wszystko jest kwestią przewidywania i uprzedzania w oparciu o indywidualne podejście do każdego przypadku

Laboratoria Dior we współpracy z L'Institut Européen des Antioxydants (IEA), po raz pierwszy w historii użył technologii PAOT Technologies®1 w tworzeniu produktu kosmetycznego, wykazując związek między wiekiem i całkowitą zdolnością antyoksydacyjną skóry ("kapitał młodości")

Podstawowe badanie: nowatorska metoda w oparciu o panel 230 uczestników miała za zadanie określić obiektywny związek między wiekiem i całkowitą zdolnością antyoksydacyjną skóry

Technologia PAOT Technologies®1 została wykorzystana jako unikalne narzędzie pomiarowe

Wynik: im wyższa całkowita zdolność antyoksydacyjna mierzona z wykorzystaniem technologii PAOT Technologies®1, tym młodsza skóra. I odwrotnie, im mniejsza całkowita zdolność antyoksydacyjna, tym skóra bardziej dojrzała i w mniejszym stopniu odporna na oznaki upływającego czasu. Teraz, gdy wiemy już jak przewidzieć proces starzenia, możemy mu skutecznie zapobiegać

Technologia PAOT Technologies®1 - z fr. Pouvoir Anti - Oxydant Total (całkowita zdolność antyoksydacyjna skóry) Technologia PAOT Technologies®1, stworzona przez l'Institut Européen des Antioxydants (IEA), stanowi przełomową metodę pomiaru potencjału antyoksydacyjnego i całościowego poziomu utleniania w tkankach: Pouvoir AntiOxydant Total (PAOT Technologies® 1)

We współpracy z l'Université Pierre et Marie Curie, dział naukowy Dior odkrył istnienie wewnątrzkomórkowego systemu antyoksydacyjnego naskórka: glioksalazę. Od tego mechanizmu, który ulega osłabieniu w miarę upływu czasu oraz pod wpływem szkodliwych czynników środowiskowych (UV, zanieczyszczenie, zmęczenie, stres, dym tytoniowy...), zależy zdolność skóry do obrony przed oznakami starzenia

Działając bezpośrednio i w optymalnej dawce, odpowiednia pielęgnacja może pobudzić naturalne procesy obronne zachodzące w skórze i wzmocnić kapitał młodości. Irys florencki przywraca optymalny poziom działania glioksalazy kontrolującej całkowitą zdolność antyoksydacyjną skóry, w zależności od indywidualnych potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych (codzienne ataki

szkodliwych czynników i styl życia)

System ochrony antyoksydacyjnej zostaje pobudzony, kapitał młodości zwiększa się, a oznaki starzenia zostają zablokowane zanim zdążą się pojawić

Do tej pory stosowaliśmy antyoksydanty. Dziś wiemy, że zbyt duża dawka może paradoksalnie spowodować odwrotny efekt czyli nadmierne utlenienie komórek. Technologia Capture Youth działa bezpośrednio na glioksalazę, kontrolując całkowitą zdolność antyoksydacyjną z uwzględnieniem indywidualnego profilu skóry